




**EURONDA**

Линия стерилизации The Euroseal®





# The Euroseal®

## революция в лидерстве

Появилось новое устройство Euronда для запечатывания, еще более привлекательное, более компактное, более эргономичное и удобное в использовании.



Не прячьте его: The Euroseal® станет объектом восхищения. Благодаря инновационному дизайну, который превосходно встраивается даже в самые совершенные и современные дизайны.

Цените его: The Euroseal® выполнен из современных и легких материалов, которые могут выдержать даже самое интенсивное использование; при этом вам гарантировано удобство при эксплуатации.



В ходе проектирования The Euroseal® большое внимание уделяли безопасности и простоте использования. Устройство оснащено системой блокировки обратного хода рулона, системой безопасности, позволяющей избежать сгорания рулонов, а также рядом визуальных и акустических сигналов; которые помогают вам в вашей работе.





## The Euroseal®:

**Создайте рабочую зону в соответствии с вашими потребностями.**



Устройство The Euroseal® настолько универсально, что оно с лёгкостью разместится на имеющемся у вас свободном пространстве. Основной революционный компонент - специальный патентованный держатель для рулонов: при необходимости его можно отрегулировать – по высоте и по глубине, что позволит выбрать желаемое положение для работы. The Euroseal® может также использоваться в конфигурации с двойным держателем рулонов, что позволит всегда иметь под рукой рулоны разных размеров, не тратя впустую время и энергию на их замену. Наконец, можно закрепить держатель рулонов к стене, тем самым получив устройство, глубина которого составляет лишь 30 см, и которое можно установить на полках и поверхностях ограниченного размера.



the euroseal

EURONDA



## The Euroseal®: повысьте эффективность труда, пусть работа будет для вас более приятной.



Помните те трудности, с которыми вы сталкивались при запечатывании пакетов и рулонов? Инструменты могли оказаться на линии герметизации, возникали трудности с оценкой размера рулона, необходимого для правильного запечатывания, пустая трата времени и потеря терпения. При использовании The Euroseal® этого больше не случится, благодаря поликарбонатной крышке, которая позволяет визуально следить за рулоном непосредственно на линии герметизации. А как насчёт удобной опорной зоны, которая позволит вам рационализировать пространство и освободит вас от необходимости держать запечатываемый пакет в другой руке? Революционный подход, который очевиден и в других деталях, таких как точность и эргономика органов управления, которые вы непременно оцените.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	THE EUROSEAL®
Габаритные размеры устройства	Ш 440 x В мин 200 макс 420 x Д. мин 300 макс 390 мм
Вес	7.1 кг
Напряжение	200 - 240 В (100 - 120 В; 50/60 Гц)
Потребляемая мощность	100 Вт
Размеры упаковки	12 x 310 мм

ЗАО "Протеко"  
196128, Санкт-Петербург  
ул. Варшавская, 5/2, оф.401  
тел./факс: +7 (812) 635- 88- 90 / +7 (812) 635-88-91

Представительство в Москве:  
117105 ул. Нагатинская, д.1, стр.44  
тел.: +7 (495)737-38-51 / +7 (812) 737-38-52

[info@protecodent.ru](mailto:info@protecodent.ru)  
[www.protecodent.ru](http://www.protecodent.ru)

Euronda spa оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики и/или детали изделий, представленных в данном буклете, без предварительного уведомления. Таким образом, в изделиях, по сравнению с их изображениями, могут иметь место небольшие отклонения.