

Admira® Protect

СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ДЕСЕНСИТАЙЗЕР НА
ОСНОВЕ ORMOCER®




Admira® Protect *SingleDose*

НАТУРАЛЬНЫЙ. ЗАЩИТНЫЙ. НА ОСНОВЕ ORMOCER®

Первый в мире десенситайзер на основе Ormocer®

Admira Protect – это инновационный светоотверждаемый защитный лак на основе Ormocer®, на продолжительное время редуцирующий гиперчувствительность зубов, особенно в области цервикального дентина, уже после однократного нанесения. Кроме того, применение Admira Protect рекомендовано при обнажении края коронки, после профессиональной чистки зубов или после снятия зубного камня, а также при оголении шеек зубов.

Бесцветный лак долговечно и надежно запечатывает дентинные каналы. Таким образом, значительно снижается передача раздражающих импульсов. Путем специально для этого показанной разработанной технологии наполнения достигается очень высокая резистентность защитного слоя к абразии. Благодаря своим Ormocer®-компонентам Admira Protect обладает высокой степенью биосовместимости.



Гомогенное покрытие поверхности дентина Admira Protect. Светлые участки представляют проникновение материала в дентинные каналы. Admira Protect CLSM-исследование (Piöch). Конфокальная отсканированная лазером микрофотография (CLSM) Admira Protect на непротравленном дентине.

Фото предоставлено PD Dr. T. Piöch, Университетская Клиника Хайдельберга, Германия, 2001

Преимущества

- Биосовместимость благодаря Ormocer®-формуле
- Долговечное устранение гиперестезии
- Надежная адгезия
- Высокая устойчивость к абразии благодаря специальной технологии наполнения
- Дополнительная защита от кариеса благодаря содержанию ионов фтора

Admira® Protect в практичных унидозах

- Быстрое и простое применение
- Не требуется встряхивания – нет вытекания и потерь материала
- Не нужны дополнительные вспомогательные средства

**Форма выпуска**

- | | |
|----------|-------------------------------|
| REF 1650 | Флакон 4,5 мл, принадлежности |
| REF 1651 | 50 унидоз, принадлежности |
| REF 1652 | 200 унидоз, принадлежности |

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Представлено:

